


Mannose Receptor (MRC1)



Mannose Receptor 靶点介绍

蛋白功能

- Mannose Receptor 即甘露糖受体 (又名 CD206)，是一种高度糖基化的 I 型跨膜蛋白，主要存在于巨噬细胞，树突细胞和无血管内皮细胞的表面。
- Mannose Receptor 能够介导可溶性和颗粒状碳水化合物结构的内在化，从而参与先天免疫。
- Mannose Receptor 通过巨噬细胞介导糖蛋白的内吞作用，可以结合硫酸化和非硫酸化的多糖链。
- Mannose Receptor 充当细菌、真菌和其他病原体的吞噬受体或登革热病毒包膜蛋白 E 的受体。

蛋白表达


- 高表达于肺和淋巴组织中。

蛋白定位

- Mannose Receptor 蛋白定位于细胞膜和内体膜。

异构体 & 翻译后修饰

- 人 (P22897)：异构体 1：166kD (预测)
异构体 2：57kD (预测)
- 小鼠 (Q61830)：165kD (预测)
- 大鼠 (D3ZD31)：165kD (预测)
- Mannose Receptor 存在二硫键及糖基化修饰。



图二：Mannose Receptor ICC实验结果图，Anti-Mannose Receptor antibody [EPR25215-277] (ab300621)。Untreated: Raw 264.7。Treated: IL-4 (40 ng/ml)处理Raw 264.7 细胞 4 天，然后 IL-10 (40 ng/ml) 再处理 4 天。

绿色：Mannose Receptor, 红色：alpha Tubulin, 蓝色：DAPI。

WB 实验贴士

注意事项

- Mannose Receptor (CD206) 主要在巨噬细胞和树突状细胞表达,也可在淋巴、肝和脾内皮、肾系膜细胞、气管平滑肌细胞和视网膜色素上皮中表达。建议选择表达量较高的样本作为阳性对照,例如肺。
- Mannose Receptor (CD206) 是一种预测约 166kDa 的膜结合蛋白,煮样可能会引起蛋白聚集,若无信号,建议样本制备后不煮样。
- Mannose Receptor 在大脑中的表达在生命的第一周达到最高,此后急剧下降,在整个成年期保持在低水平。因此在正常全脑裂解液中,很难检测到信号。
- Mannose Receptor 还有存在可溶性的形式,可溶性 CD206 存在于人树突状细胞、人巨噬细胞和小鼠巨噬细胞的培养基中,也存在于人和小鼠血清中。研究发现,CD206 的可溶形式分子量比膜结合形式更小。
- Mannose Receptor 还存在翻译后修饰,例如糖基化修饰,因此实际检测分子量可能比预测分子量大。
- 在炎症反应过程中,IL-4 和 IL-13 会刺激 Mannose Receptor (CD206) 表达会上调。对于部分细胞如 RAW264.7, IL-4 和 IL-10 处理会增加 CD206 的表达,因此刺激处理有利于解决 WB 实验时无信号或信号弱等问题。(可参考阳性对照)

阳性对照

- 肺组织裂解液。

阴性对照 (无表达或弱表达)

- 小鼠: 脑组织裂解液, RAW 264.7 全细胞裂解液。
- 大鼠: 脑组织裂解液。

结果示例




图 三: WB-Anti-Mannose Receptor antibody [EPR25215-277] (ab300621)

泳道1: 小鼠肺组织裂解液。 **泳道2:** 小鼠肝脏组织裂解液。

泳道3: 小鼠脑组织裂解液。 **泳道4:** Raw264.7全细胞裂解液。

泳道5: 20ng/ml IL-4和10uM Dexamethasone处理18小时的Raw264.7全细胞裂解液。

泳道6: 大鼠肺组织裂解液。 **泳道7:** 大鼠肝脏组织裂解液。

泳道8: 大鼠脑组织裂解液。 **上样量:** 20μg/泳道。

预测条带大小: 166kDa **观察条带大小:** 200kDa

曝光时间: 3分钟。

封闭液和抗体稀释液: 5%脱脂奶粉。

关键控制点

在实验中除了需要注意常规问题外，还要特别关注以下关键控制点：

- 样本制备：» 添加足够量的蛋白酶抑制剂以避免靶标蛋白降解。
 - » 整个样本制备过程中，保持样本置于冰上。
 - » 通过 Bradford 分析、Lowry 分析或 BCA 分析测定样本总蛋白浓度。
 - » 若煮样后无信号或信号弱，强烈推荐不要煮样，防止蛋白聚集。
- 电泳：» 使用新鲜制备的裂解液。
 - » 至少上样 20 μ g 总蛋白进行电泳。
 - » 分子量大的靶标蛋白 (分子量 >100 kDa)，推荐使用 8% 分离胶。
- 转膜：» 在转膜缓冲液中添加终浓度为 0.1% 的 SDS。
 - » 充分冲洗 PVDF 膜，确保膜上残留甲醇全部去除。
 - » 建议转膜缓冲液中甲醇浓度为 10%。
 - » 强烈建议转膜完成后使用丽春红染色，确定转膜是否成功。

IHC 实验贴士

注意事项

- Mannose Receptor (CD206) 主要在巨噬细胞和树突状细胞表达，也可在淋巴、肝和脾内皮、肾系膜细胞、气管平滑肌细胞和视网膜色素上皮中表达。建议选择表达量较高的样本作为阳性对照，例如肺和肝组织。
- Mannose Receptor 在小鼠和大鼠肝脏巨噬细胞和窦内皮细胞染色阳性，在小鼠脾脏巨噬细胞染色阳性，在小鼠肺癌间质细胞染色阳性。

阳性对照

- 人、大鼠和小鼠肺组织和肝脏组织。




图 五：IHC- Anti-Mannose Receptor antibody [EPR25215-277] (AB300621)

样品名称：小鼠肺癌组织石蜡切片。

一抗：使用ab300621，稀释比1/2000。

抗原修复方法：热抗原修复，Tris-EDTA buffer (pH 9.0, epitope retrieval solution 2)，20分钟。

检测方法：DAB

其它描述：使用Leica Bond®RX系统和标准protocol进行实验。小鼠肺癌间质细胞染色阳性。




图 六：IHC- Anti-Mannose Receptor antibody [EPR25215-277] (AB300621)

样品名称：大鼠肝脏组织石蜡切片

一抗：使用ab300621，稀释比1/2000。

抗原修复方法：热抗原修复，Tris-EDTA buffer (pH 9.0, epitope retrieval solution 2)，20分钟。

检测方法：DAB

其它描述：使用Leica Bond®RX系统和标准protocol进行实验，大鼠肝脏巨噬细胞和窦内皮细胞染色阳性。

关键控制点

在实验中除了需要注意常规问题外，还要特别关注以下关键控制点：

- 样本固定：» 样本固定时间取决于组织块大小与组织类型，但对于大多数样本，室温固定18-24小时较为合适。
 - » 过度固定则会封闭抗原表位，虽然抗原修复会暴露其中一部分表位，但如果组织固定时间非常长（如一周以上），则会发生抗原修复后依然无信号的现象。
- 抗原修复：» 抗原修复条件需要优化，推荐使用热诱导的抗原修复方法，可以尝试在高压锅中对玻片进行110°C修复15min。
- 抗体孵育：» 建议在湿盒中进行抗体孵育，防止发生干片现象。
 - » 使用信号放大系统来获得更强的实验信号，如使用 Polymer 耦连的 HRP 二抗进行 IHC 实验。

参考文献

PMID: 19683778, 19683778, 18434610, 32397365, 11320646, 20801507, 30591689, 25250030, 28679964.